


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-Flt3-Y589/591 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P36888

Артикул: CM0001666



введение

Кроличья поликлональное антитело Phospho-FLT3-Y589/591 специфически обнаруживает фосфорилирование по положениям Y589/591 рецепторной тирозинкиназы FLT3 человека. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, поддерживает исследования гемопэтической сигнализации и острого миелоидного лейкоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-FLT3-Y589/591 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Phospho-FLT3-Y589/591
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2322
ID гена	2322
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области Y589 и Y591 человеческого FLT3 (NP_004110.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P36888
Молекулярный вес белка	113 кДа
Доставка	Сумка со льдом