

Кроличий Поликлональный Антитело Против Фосфо-Foxo1-T24/Foxo3A-T32/Foxo4-T28 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778 / O43524 / P98177

Артикул: CM0001794



введение

Специфическое к фосфоформе кроличье поликлональное антитело, распознающее FOXO1 (T24), FOXO3A (T32) и FOXO4 (T28). Идеально подходит для изучения инсулинового сигналинга, апоптоза и метаболической регуляции в образцах человека, мыши и крысы с помощью WB, IHC-P и ELISA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FoxO1/FoxO3a/FoxO4; Phospho-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2308/2309/4303
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области T24 человеческого FOXO1/FOXO3A/FOXO4 (FOXO1 NP_002006.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12778/O43524/P98177
Доставка	Сумка со льдом