


Анти-Фосфо-Fyn-S21 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P06241

Артикул: CM0001023



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против фосфо-Fyn-S21 (человек, 61 кДа), для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходят для исследования роли киназы Fyn в клеточной адгезии, иммунном ответе и нейрональной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Фосфо-Fyn-S21 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SLK; SYN; p59-FYN; Фосфо-Fyn-S21
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2534
ID гена	2534
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S21 человеческого фосфо-Fyn-S21 (NP_002028.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06241
Молекулярный вес белка	61 кДа
Доставка	Сумка со льдом