

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Gab1 (Y307) Для Вестерн Блоттинга, Ифа - Q13480

Артикул: CM0000762



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфорилированный Y307 человеческого белка GAB1, подходит для Вестерн блоттинга и ИФА. Детектирует мышинный GAB1 (предсказанная масса 77 кДа). Идеально для изучения сигнальных путей EGFR, инсулинового рецептора и MET/HGF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-GAB1-Y307 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DFNB26; Фосфо-GAB1-Y307
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2549
ID гена	2549
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y307 человеческого GAB1 (NP_002030.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q13480
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	В пакете со льдом