


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-GluR1/Gria1-S849 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P42261

Артикул: CM0001138



### введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против фосфорилированного Ser849 человеческого GluR1/GRIA1. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Необходимый инструмент для изучения сигналинга глутаматных рецепторов в нейронах.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Phospho-GluR1/GRIA1-S849 Rabbit pAb                                                                                  |
| Примечания/Псевдоним      | GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Phospho-GluR1/GRIA1-S849                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                              |
| ID гена (Человек)         | 2890                                                                                                                 |
| ID гена                   | 2890                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим S849 человеческого GluR1/GRIA1 |
| Источник                  | Кролик                                                                                                               |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                           |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                 |
| SWISS                     | P42261                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 102 кДа                                                                                                              |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                     |