


Анти-Фосфо-Gsk3A (S21) Поликлональные Антитела Кролика - P49840

Артикул: CM0000607



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против фосфорилированного GSK3α в положении Ser21 (человек), для Вестерн-блоттинга (WB), ИП (IP) и ИФА (ELISA). Идеально подходят для изучения сигнального пути Wnt, инсулинорезистентности, апоптоза и болезни Альцгеймера. Перекрестная реакция с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-GSK3α-S21 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GSK3 альфа; GSK3A; Фосфо-GSK3α-S21
Вид	Человек
ID гена (человек)	2931
ID гена	2931
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе S21 человеческого GSK3α (NP_063937.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49840
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом