


Моноклональное Антитело К Фосфо-Gsk3B-S9 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P49841

Артикул: CM0001502



введение

Высококачественное моноклональное мышинное антитело к фосфо-GSK3 β -S9, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует фосфорилированный по Ser9 GSK3 β человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути Wnt, метаболизма глюкозы и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело к фосфо-GSK3 β -S9
Примечания/Альтернативные названия	GSK3B; gsk-3 β ; Фосфо-GSK3 β -S9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2932
ID гена	2932
Иммуноген	Синтетический пептид Фосфоспецифичный пептид, соответствующий области, окружающей S9 GSK3 β человека
Источник	Мышь
Категория	Антитела к фосфорилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49841
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом