


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Gys1-S641 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Elisa - P13807

Артикул: CM0001840



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на GYS1, фосфорилированный по Ser641, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения синтеза гликогена и метаболической регуляции. Детектируется полоса ~84 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-GYS1-S641 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GSY; GYS; Phospho-GYS1-S641
Вид	Человек
GeneID (человек)	2997
GeneID	2997
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S641 человеческого Гликоген синтазы 1 (GYS1) (NP_002094.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13807
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	В пакете со льдом