


Антитела Кролика К Фосфо-Hdac2 (S394), Поликлональные, Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q92769

Артикул: CM0001190



введение

Фосфоспецифичные поликлональные антитела кролика к HDAC2 (сайт Ser394), валидированные для применения в методах WB, IHC-P и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы, идеально подходят для исследований эпигенетической и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-HDAC2-S394 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; Phospho-HDAC2-S394
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3066
Идентификатор гена	3066
Иммуноген	Синтетический пептид; фосфоспецифичный пептид, соответствующий остаткам вокруг S394 HDAC2 человека
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92769
Молекулярная масса белка	55 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом