

Кроличий Моноклональный Антитело К Анти-Фосфо-Hdac4-S246 + Hdac5-S259 + Hdac9-S220 - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

Артикул: CM0001682



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное на фосфорилированный HDAC4 (S246), HDAC5 (S259) и HDAC9 (S220). Подходит для WB, IHC-P, ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Регулятор хроматина и репрессор транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220 кроличий мАТ
Примечания/Псевдоним	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Фосфо-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9759/10014/9734
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
Молекулярный вес белка	57-65 кДа/97-122 кДа
Доставка	Ледяной пакет