

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Her2/ErbB2 (Y1221/1222) Для Вб, Ифа — P04626

Артикул: CM0000825



введение

Фосфоспецифическое кроличье поликлональное антитело, детектирующее HER2/ErbB2, фосфорилированный по остаткам Y1221/1222. Валидировано для применения в вестерн-блоттинге (ВБ) и ИФА при работе с образцами человека. Идеально подходит для исследований в области онкологии и изучения клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-HER2/ErbB2-Y1221/1222 кроличье пАб
Примечания/Синонимы	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Phospho-HER2/ErbB2-Y1221/1222
Вид реагирования	Человек
GeneID (человек)	2064
GeneID	2064
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области вокруг Y1221 и Y1222 белка HER2/ERBB2 человека (NP_004439.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04626
Молекулярная масса белка	138 кДа
Доставка	Холодовой пакет