

Моноклональное Антитело К Фосфо-Гистону H1.3-T17/Гистону H1.4-T17 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P16402 / P10412

Артикул: CM0001370



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к фосфорилированному остатку T17 гистонов H1.3 и H1.4. Валидировано для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований хроматина и изучения рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-гистон H1.3-T17/гистон H1.4-T17 (кроличье мАт)
Примечания/Псевдоним	H1.3; H1D; H1F3; H1s-2; Фосфо-гистон H1.3-T17/гистон H1.4-T17
Вид	Человек
GeneID	3007/3008
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16402 / P10412
Молекулярный вес белка	30 кДа
Доставка	С ледяным пакетом