


Анти-Фосфо-Гистон H2A-S129 Кроличья Раb - P04911

Артикул: CM0000860



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленное на фосфорилированный Ser129 гистона H2A, валидированное для ИHC-P и ИФА с перекрестной реактивностью на человека/крысу. Полезно для исследований репарации ДНК, хроматина и гистонового кода.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-гистон H2A-S129 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	H2A1, SPT11, Фосфо-гистон H2A-S129
Вид	Человек
GeneID (Человек)	H2A
GeneID	851811
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S129 гистона H2A <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (NP_010511.3?)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04911
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом