


Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-Гистону H2Ax-S139 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P16104

Артикул: CM0001445



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-гистону H2AX-S139, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами; 15 кДа. Для анализа путей повреждения и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-гистон H2AX-S139 (кроличье МАТ)
Примечания/Псевдоним	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Фосфо-гистон H2AX-S139
Вид	Человек
ID гена (человек)	H2A
ID гена	3014
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16104
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	В ледяном пакете