


Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Histone H3-S10 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q16695 / P68431

Артикул: CM0000443



введение

Кроличье моноклональное антитело против фосфорилированного гистона H3 в положении Ser10, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Основной компонент нуклеосомы; фосфорилирование служит маркером конденсации митотического хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Histone H3-S10 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8350
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе S10 гистона H3 человека (P68431).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом