


## Поликлональные Антитела Против Фосфо-Гистона H3-S10 Для Вестерн-Блоттинга, IHC-P, IF/ICC, Ифа - Q16695 / P68431

Артикул: CM0001830



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против фосфо-гистона H3-S10, валидированные для Вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ИФА. Обнаруживают у человека, мыши, крысы и других видов. Идеально подходят для изучения митотической сигнализации и исследований гистонового кода.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Фосфо-гистон H3-S10 (кролик) pAb                                                                             |
| Примечания/Псевдоним      | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Фосфо-гистон H3-S10                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                      |
| ID гена (Человек)         | H3                                                                                                           |
| ID гена                   | 8290/8350                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области S10 гистона H3 человека (NP_003484.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                       |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                   |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса, Другие (предсказан широкий спектр)                                                     |
| SWISS                     | Q16695/P68431                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 15 кДа                                                                                                       |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                             |