


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо1-Гистона H3-S28 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - Q16695 / P68431

Артикул: CM0001278



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на Гистон H3, фосфорилированный по серину 28. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА; перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Идеально для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Гистон H3-S28 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Фосфо-Гистон H3-S28
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг S28 человеческого Гистона H3.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом