


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Гистона H3-T11 Для Вестерн-Блоттинга - Q16695 / P68431

Артикул: CM0001734



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-Гистону H3-T11, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF), иммуногистохимии (IHC), хроматин-иммунопреципитации (ChIP) и ELISA. Распознает человеческий, мышиный и крысиный Гистон H3, фосфорилированный по Thr11 — ключевой эпигенетический маркер. Идеально для исследований хроматина и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к фосфо-Гистону H3-T11 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A;
Вид	Человек
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T11 человеческого Гистона H3 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), хроматин-иммунопреципитация (ChIP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом