


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Гистона НЗ-Т45 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q16695 / P68431

Артикул: CM0001924



введение

Кроличье поликлональное антитело против фосфо-гистона НЗ-Т45, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Специфично к человеку, мыши, крысе и прогнозируемая широкая реактивность. Подходит для исследований модификаций гистонов и биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАт против фосфо-гистона НЗ-Т45
Примечания/Альтернативные названия	НЗ/А; НЗС2; НЗС3; НЗС4; НЗС6; НЗС7; НЗС8; НЗФА; НЗС10; НЗС11; НЗС12; H1ST1H3A; Фосфо-гистон НЗ-Т45
Вид	Человек
ID гена (Человек)	НЗ
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Т45 гистона НЗ человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В пакете со льдом