


Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Гистону H3-T6 Для WB, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА - Q16695 / P68431

Артикул: CM0000928



введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-гистону H3-T6, валидированная для WB, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши, крысы; прогнозируется перекрестная реакция с широким спектром видов. Подходит для эпигенетических исследований модификаций хроматина и гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Histone H3-T6 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T6
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области остатка T6 гистона человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С пакетом со льдом