


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Гистона H3.3 (Ser31) Для ВБ, Игх-П, Ифа — P84243

Артикул: CM0000586



### введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфорилированному гистону H3.3 по сайту Ser31. Подходит для ВБ, ИГХ-П, ИФА в образцах человека, мыши, крысы и других видов. Поддерживает исследования в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Фосфо-гистон H3.3-S31 кроличье мкАт                                                                                             |
| Примечания/синонимы       | H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2; Phospho-Histone H3.3-S31                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                         |
| ID гена (человек)         | 3021                                                                                                                            |
| ID гена                   | 3020                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области сайта S31 гистона H3.3 человека (P84243). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                                      |
| Применение                | ВБ, ИГХ-П, ИФА                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий диапазон)                                                                  |
| SWISS                     | P84243                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 15 кДа                                                                                                                          |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                               |