


Кроличье Моноклональное Антитело К Анти-Фосфо-Гистону H3.3-T3 Для Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Артикул: CM0001484



введение

Кроличье моноклональное антитело, обнаруживающее фосфорилированный Thr3 гистона H3.3 (UniProt P84243), валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными, крысиными и другими видами. Идеально подходит для эпигенетических исследований и исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-гистон H3.3-T3 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Фосфо-гистон H3.3-T3
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T3 человеческого гистона H3 (P84243)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Ледяной пакет