

Анти-Фосфо-Нр1 Гамма/Cbx3-S83 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q13185

Артикул: CM0000416



введение

Поликлональные антитела кролика к фосфо-HP1 гамма/CBX3-S83, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают эндогенный фосфо-CBX3 в образцах человека и мыши. Идеальны для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-HP1 гамма/CBX3-S83 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Фосфо-HP1 гамма/CBX3-S83
Вид	Человек
ID гена	11335
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S83 человеческого HP1 гамма/CBX3 (NP_009207.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13185
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом