


Анти-Фосфо-Hsf1-S307 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q00613

Артикул: CM0000729



введение

Специфическое к фосфорилированию поликлональное кроличье антитело, направленное против HSF1 в позиции Ser307. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с человеческим HSF1. Идеально подходит для изучения теплового ответа и путей передачи стрессового сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-HSF1-S307 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	HSTF1; Фосфо-HSF1-S307
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3297
ID гена	3297
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S307 человеческого HSF1.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q00613
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом