


Анти-Phospho-Hsl-S563 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q05469

Артикул: CM0000785



введение

Поликлональные антитела кролика Phospho-HSL-S563 для WB и ELISA. Обнаруживают фосфорилированный HSL (Ser563) в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения липолиза, активации гормон-чувствительной липазы и метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-HSL-S563 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HSL; LHS; REN; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S563
Вид	Человек
GeneID (человек)	3991
GeneID	3991
Иммуноген	Синтетический пептидид Синтетический фосфорилированный пептид в районе S563 HSL крысы (XP_006228456.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05469
Молекулярный вес белка	117kDa
Доставка	Сумка со льдом