


Антитело Кролика Поликлональное Против Фосфо-Hsl-S660 - Q05469

Артикул: CM0000862



введение

Специфическое к фосфо-форме поликлональное антитело кролика, направленное против HSL, фосфорилированного по Ser660. Валидировано для WB и ELISA; реагирует с человеческим и мышинным белками. Обнаруживает гормон-чувствительную липазу, участвующую в метаболизме липидов и энергетическом гомеостазе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-HSL-S660 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Фосфо-HSL-S660
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3991
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S660 человеческого LIPE (NP_005348.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q05469
Молекулярный вес белка	117 кДа
Доставка	Сумка со льдом