


Анти-Фосфо-Hsl-S853 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb - Q05469

Артикул: CM0000652



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное против HSL, фосфорилированного по серину 853. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши. Необходимо для изучения липолиза и метаболических сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-HSL-S853 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HSL; LHS; REN; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S853
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3991
GeneID	3991
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S853 человеческого HSL (Q05469).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q05469
Молекулярный вес белка	117kDa
Доставка	Сумка со льдом