


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Hsl (Ser660) Для Вестерн-Блоттинга - Q05469

Артикул: CM0000814



введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-HSL (Ser660), валидированная для Вестерн-блоттинга. Обнаруживает фосфорилирование гормончувствительной липазы в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований липидного обмена, ожирения и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-HSL-S660 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	HSL; LHS; REN; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S660
Вид	Человек
ID гена (человек)	3991
ID гена	3991
Иммуноген	Синтетический пептид: синтезированный пептид, полученный из человеческой HSL (фосфо-Ser660)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB (Вестерн-блоттинг)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05469
Молекулярная масса белка	117 кДа
Доставка	С холодильным пакетом