


Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфорилированному Hsp27/Hspb1-S78 Для Wb И Elisa - P04792

Артикул: CM0000934



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфорилированному HSP27/HSPB1-S78, валидированное для методов WB и ELISA. Специфически обнаруживает белок HSPB1 человека, фосфорилированный по серину 78. Идеально подходит для исследований шаперонов, стрессового ответа и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к фосфорилированному HSP27/HSPB1-S78
Примечания/Синонимы	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S78
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3315
GeneID	3315
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S78 HSPB1 человека (P04792)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04792
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом