


Кроличья Поликлональная Антитела Против Фосфо-Hsp27/Hspb1-S78 Для ВБ, Иф/Икк, Ифа - P04792

Артикул: CM0000501



введение

Кроличья поликлональная антитела против фосфо-HSP27/HSPB1-S78, валидированная для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Обнаруживает человеческий HSPB1, фосфорилированный по Ser78. Идеально подходит для исследований стресс-ответа, шаперонной функции и организации актина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-HSP27/HSPB1-S78 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Альясы	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S78
Вид	Человек
ID гена (человек)	3315
ID гена	3315
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04792
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Сумка-холодильник