

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфорилированного Igf-I Рецептора β (Tyr1135/1136) / Инсулинового Рецептора β (Tyr1150/1151) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P06213/P08069

Артикул: CM0000430



введение

Кроличья поликлональное антитело для выявления фосфорилированного IGF-I рецептора β (Tyr1135/1136) и инсулинового рецептора β (Tyr1150/1151). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА с образцами человека. Инструмент для исследований сигнальных путей инсулина/IGF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-IGF-IR β (Tyr1135/1136)/InsulinReceptor β (Tyr1150/1151) Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HNHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Phospho-IGF-IR β (Tyr1135/1136)/InsulinReceptor β (Tyr1150/1151)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3643/3480
GeneID	3643/3480
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг IR β (Tyr1135/1136)/InsulinReceptor β (Tyr1150/1151) человеческого IGF.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06213/P08069
Молекулярный вес белка	156кДа
Доставка	Сумка со льдом