

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Igf1R (Y1280) Для Вестерн-Блоттинга - P08069

Артикул: CM0001551



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному тирозину 1280 человеческого IGF1R. Валидировано для Вестерн-блоттинга, идеально для изучения сигналинга IGF1R в исследованиях рака и роста клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-IGF1R-Y1280 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Фосфо-IGF1R-Y1280
Вид	Человек
ID гена	3480
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий участку, окружающему Y1280 человеческого IGF1R
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08069
Молекулярная масса белка	155 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом