

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Ikba (Ser32) Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P25963

Артикул: CM0001535



введение

Кроличье моноклональное антитело против фосфо-IkBa (Ser32), валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с IkBa человека, мыши и крысы. Обнаруживает фосфорилирование по Ser32, критическое для активации сигнального пути NF-кВ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против фосфо-IkBa-S32
Примечания/Альтернативные названия	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IkBa-S32
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4792
GeneID	4792
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S32 человеческого ИКВ альфа (P25963).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25963
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом