

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Ikka-S180 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15111

Артикул: CM0001175



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному IKKα по Ser180. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Идеально для исследований сигнального пути NF-κappa-B.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-IKKα-S180 Кроличье rAb
Примечания/Альтернативные названия	BPS2; IKK1; IKKα; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; Phospho-IKKα-S180
Вид	Человек
GeneID	1147
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S180 человеческого IKKα (NP_001269.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15111
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом