

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфорилированного Insr-Y1150/Igf1R-Y1135 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P06213 / P08069

Артикул: CM0000440



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфорилированный INSR (Y1150) и IGF1R (Y1135), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для исследований инсулиновой сигнализации, метаболизма и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IGF1R/INSR; Фосфо-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3643/3480
GeneID	3643/3480
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y1150 человеческого IGF1R/INSR (NP_001073285.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06213/P08069
Молекулярная масса белка	154 кДа/155 кДа/156 кДа
Доставка	В пакете со льдом