

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Irak4 (Thr345/Ser346) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nwz3

Артикул: CM0001321



введение

Специфическое кроличье поликлональное антитело, направленное против фосфорилированного IRAK4 в позициях Thr345 и Ser346. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и сигнальных путей TLR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-IRAK4-Thr345/Ser346 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; Phospho-IRAK4-Thr345/Ser346
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51135
ID гена	51135
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области Thr345/Ser346 человеческого IRAK4.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NWZ3
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент