

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Irf3-S396 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q14653

Артикул: CM0001995



введение

Кроличье моноклональное антитело Phospho-IRF3-S396 детектирует фосфорилированный IRF3 по серину 396 в образцах человека и мыши. Валидировано для применения в ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета, противовирусного ответа и сигнальных путей интерферона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-IRF3-S396 кроличье мКант
Примечания/Алиасы	IIAE7; Phospho-IRF3-S396
Вид	Человек
ID гена (человек)	3661
ID гена	3661
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку S396 человеческого IRF3 (NP_001562.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14653
Молекулярная масса белка	47кДа
Доставка	Холодильный пакет