

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Irf3 (Ser386) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14653

Артикул: CM0000573



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против фосфорилированного IRF3 (Ser386) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает человеческий IRF3, фосфорилированный по Ser386, ключевой регулятор противовирусного врожденного иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-IRF3-S386 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	IIAE7; Phospho-IRF3-S386
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3661
ID гена	3661
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S386 человеческого IRF3 (Q14653).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14653
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом