

Кроличыи Поликлональные Антитела К Фосфо-Irs1-S612 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Артикул: CM0000646



введение

Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-IRS1-S612 специфически распознают IRS1, фосфорилированный по серину 612. Валидированы для методов WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Важный инструмент для исследований инсулиновой сигнализации и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-IRS1-S612
Примечания/Синонимы	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612
Вид	Человек
GeneID (человек)	3667
GeneID	3667
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S612 IRS1 человека (NP_005535.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35568
Молекулярная масса белка	132 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом