

Кроличья Поликлональная Антитела Против Фосфо-Irs1-S636 Для Вестерн-Блоттинга - P35568

Артикул: CM0000490



введение

Кроличьи поликлональные антитела против фосфо-IRS1-S636, валидированные для Вестерн-блоттинга на образцах человека и мыши. Нацелены на IRS1, ключевой адаптерный белок инсулиновой сигнализации; фосфорилирование по серину 636 модулирует активность сигнального пути. Подходят для исследований диабета и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против фосфо-IRS1-S636 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	HIRS-1; Фосфо-IRS1-S636
Вид	Человек
GeneID	3667
Иммуноген	Фосфоспецифичный пептид, соответствующий участку, окружающему S636 белка IRS1 человека (Синтетический пептид)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P35568
Молекулярная масса белка	132 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом