

## Анти-Фосфо-Jak2 (Y1007) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb И Elisa - O60674

Артикул: CM0001102



### введение

Поликлональные антитела кролика, распознающие фосфорилированный JAK2 по тирозину 1007, валидированные для WB и ELISA на образцах человека и мыши. Подходят для изучения сигнального пути JAK/STAT, путей цитокинов и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         |                                                                                                               |
| Примечания/Псевдоним      | JTK10; Phospho-JAK2-Y1007                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                       |
| GeneID (Человек)          | 3717                                                                                                          |
| GeneID                    | 3717                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области Y1007 человеческого JAK2 (NP_004963.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                        |
| Категория                 | Фосфоспецифические антитела                                                                                   |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                 |
| SWISS                     | O60674                                                                                                        |
| Молекулярный вес белка    | 131 кДа                                                                                                       |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                             |