

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Jak2-Y1007 - O60674

Артикул: CM0000991



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к JAK2, фосфорилированному по Tyr1007. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, реагирует с человеческим и мышинным JAK2. Идеально подходит для изучения сигналинга JAK-STAT, цитокиновых ответов и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Phospho-JAK2-Y1007 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	JTK10; Phospho-JAK2-Y1007
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3717
GeneID	3717
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y1007 человеческого JAK2 (NP_004963.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60674
Молекулярная масса белка	131 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом