

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Jak2 (Y1007/1008) Для ВБ, Игс-П, Ифа — O60674

Артикул: CM0001210



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному JAK2 (Y1007/1008). Валидировано для ВБ, ИГС-П, ИФА; реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований цитокиновой сигнализации и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-JAK2-Y1007/1008 кроличье пАт
Примечания/псевдоним	JTK10; Phospho-JAK2-Y1007/1008
Вид	Человек
ID гена (человек)	3717
ID гена	3717
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку Y1007 и Y1008 человеческого JAK2 (NP_004963.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГС-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60674
Молекулярная масса белка	131 кДа
Доставка	Холодильный пакет