


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Jnk1/2/3 (T183/T183/T221) Для ВБ, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — P45983 / P45984 / P53779

Артикул: CM0001380



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело, распознающее JNK1/2/3, фосфорилированное по остаткам T183/T183/T221. Подходит для использования в ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестная реакция с человеком, мышью и крысой. Идеально подходит для изучения JNK-опосредованной стрессовой сигнализации, апоптоза и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-JNK1/2/3-T183/T183/T221 кроличье мкАт
Примечания/Альтернативные названия	JNK1/JNK2/JNK3; Phospho-JNK1/2/3-T183/T183/T221
Вид	Человек
ID гена (человек)	5599/5601/5602
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T183 человеческого JNK1 (P45983).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45983/P45984/P53779
Молекулярная масса белка	35кДа/44кДа/48кДа/27кДа/52кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом