


Кроличыи Моноклональные Антитела Anti-Phospho-JunD-S255 Для ВБ, Игг-Т, Ифа — P17535

Артикул: CM0000464



введение

Кроличыи моноклональные антитела Phospho-JunD-S255, валидированные для применения в ВБ, ИГГ-Т и ИФА. Распознают белок JunD человека и крыс, фосфорилированный по остатку S255 (размер ~35 кДа), представляющий собой ядерный транскрипционный фактор комплекса AP-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-JunD-S255 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	AP-1; Phospho-JunD-S255
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	3727
ID гена	3727
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области остатка S255 человеческого белка Phospho-JunD-S255 (NP_005345.3).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-Т, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P17535
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодильный пакет