


Кроличий Моноклональный Антитело Против Фосфо-Кар1/Trim28-S824 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13263

Артикул: CM0001256



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого TRIM28 (KAP-1), фосфорилированного по Ser-824, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышинный TRIM28, транскрипционный репрессор и Е3-лигазу, участвующие в регуляции хроматина и геномной стабильности. Идеально подходит для исследований сигнальных путей и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-KAP1/TRIM28-S824 (кроличье мАт)
Примечания/Псевдоним	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; Фосфо-KAP1/TRIM28-S824
Вид	Человек
ID гена	10155
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S824 человеческого KAP1/TRIM28 (NP_005753.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13263
Молекулярный вес белка	79 кДа/89 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент