

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-Kras-S89 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - P01116

Артикул: CM0001852



введение

Кроличье pAb против фосфо-KRAS-S89 обнаруживает KRAS, фосфорилированный по серину 89. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнальных путей при раке и изучения онкогенов. Комплексные закупки от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-KRAS-S89 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; Phospho-KRAS-S89
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3845
ID гена	3845
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S89 человеческого KRAS (NP_001356715.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01116
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	В ледяном пакете