

Кроличья Поликлональная Антифосфо-Limk2-T505 Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Иммунофлуоресценции/Ицх - P53671

Артикул: CM0001824



введение

Высокоспецифичное фосфо-специфичное кроличье поликлональное антитело против LIMK2 в положении T505, валидированное для Вестерн-блоттинга и иммунофлуоресценции на образцах человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований динамики актина и подвижности клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-LIMK2-T505 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	LIMK2; Фосфо-LIMK2-T505
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3985
GeneID	3985
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфо-специфичный пептид, соответствующий участку вокруг T505 белка LIMK2 человека
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53671
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом