


Анти-Фосфо-Lrp6 (S1490) Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - O75581

Артикул: CM0001778



введение

Поликлональные кроличьи антитела против фосфорилированного LRP6 в позиции Ser1490, для применения в WB и ELISA. LRP6 является корецептором Wnt, участвующим в сигнальном пути бета-катенина, что имеет решающее значение для развития и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-LRP6-S1490 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ADCAD2; STHAG7; Phospho-LRP6-S1490
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4040
ID гена	4040
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе S1490 человеческого LRP6 (NP_002327.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75581
Молекулярный вес белка	180кДа
Доставка	Пакет со льдом