

Кроличья Моноклональная Антитело Против Фосфо-Lrrk2-S935 Для Вб И Ифа — Q5S007

Артикул: CM0001970



введение

Кроличья моноклональная антитела, детектирующая фосфорилированный LRRK2 (Ser935) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным LRRK2. Высокая специфичность, валидирована синтетическим фосфопептидом. Идеально подходит для исследований болезни Паркинсона и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-LRRK2-S935 кроличья мкАТ
Примечания/Альтернативные названия	PARK8; RPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; Phospho-LRRK2-S935
Вид	Человек
ID гена (человек)	120892
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид области S935 человеческого LRRK2 (Q5S007)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q5S007
Молекулярная масса белка	286 кДа
Доставка	Холодильный пакет